

### **Chirurgische kap Vacuform 2.0- permeabel voor X-stralen**

Deze speciaal ontwikkelde kap omhult het hele hoofd en past zich dankzij het Vacuform-systeem perfect aan de vorm van het hoofd aan. De kap kan worden gebruikt om het hoofd van de patiënt te immobiliseren tijdens to-mografie, angiografie, enz., aangezien deze x-stralen doorlaat.

Voor radiologie toepassingen bieden wij een speciale plastic vacuüm hand-pomp aan, uitgerust met een anti-magnetische koperen staaf.



VACUFORM 2.0 surgical hood small  
Art.-No. 34 64 700

VACUFORM 2.0 surgical hood large  
Art.-No. 34 64 701

## Vacuümpompen voor Vacuform 2.0



<i>Ref.</i>	<i>Beschrijving</i>
5320	Metalen voetpomp, lengte 60 cm
5370	Kunststof pomp rood, lengte 45 cm
5355	Kunststof pomp met anti-magnetische koperen staaf, rood, lengte 45 cm